



ROLLATOR 2 ROUES LONDRES

Ref : SA1302005

Code LPP 6257266 [\(Fiche Ameli\)](#)

Description

Les déambulateurs à deux roues fonctionnent différemment des déambulateurs simples. L'utilisateur doit s'appuyer sur le cadre tout en le déplaçant devant lui.

Grâce aux roulettes, l'utilisateur n'a pas à soulever le déambulateur, mais seulement à le pousser.

Les pieds en caoutchouc adhèrent sur les surfaces et évitent que ce cadre de marche à deux roues ne glisse. Ils sont parfaits pour les terrains plats et en particulier la ville.

En revanche, en raison de la présence de roues, ils sont difficilement utilisables sur un chemin en terre, en gravier ou dans le sable.